



VERIFIER L'ABSENCE D'OBJETS HETEROCLITES ET/OU DANGEREUX

LES SACS : REMPLIR AUX 3/4

	GRAND PLAT	DRAP ET ALESE, BLANC ET COULEUR « A DEPLIER »
	VETEMENTS DU PERSONNEL	BLEU OUVRIER-TUNIQUE-PANTALON-VESTE- BLOUSE-BLOUSE anti-froid-PYJAMA DE BLOC « <i>POCHES A VIDER</i> et <i>TENUE A L'ENDROIT</i> »
	LINGE EN FORME DES HOSPITALISES	CHEMISE OUVERTE-CHEMISE DE NUIT PYJAMA-TRICOT-COMBINAISON FEMME- CULOTTE-SLIP BLANC-CASAQUE- SURBLOUSE-ALESE PLASTIFIEE
	PETIT PLAT	TORCHON-SERVIETTE DE TOILETTE ET DE TABLE-TAIE-TABLIER JAUNE-BAVOIR-COUCHE
	VETEMENTS DES RESIDENTS ET PATIENTS (LINGE MARQUE)	SYNTHETIQUE-COULEUR « <i>PAS D'ARTICLE NON LAVABLE EN MACHINE</i> »
	DIVERS	COUVRE LIT-COUVRETURE- RIDEAUX- SERVIETTE EPONGE-DRAP DE BAIN- ROBE DE CHAMBRE-TOUS LES FILETS
	Parasites Anti-cancéreux Bloc Obstétrical Bloc Op (sac tissu rouge)	<div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LINGE NON DELICAT « LAVAGE A 65° » Sac hydrosoluble transparent</p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <p>LINGE DELICAT « LAVAGE A 40° » Sac hydrosoluble rouge</p> </div> </div>

LES FILETS : REMPLIR A MOITIE

TRANSPORTER DANS LES SACS GRIS

FILET FERME		CEINTURE DE MONITORING BABYGROS-BRASSIERE
FILET OUVERT		BANDE-GANT DE TOILETTE
FILET FERME		CHAUSSETTE-CHAUSSON - BAS A VARICES
FILET OUVERT 15 MOPS MAXI		MOP=BANDEAU MICROFIBRE
FILET FERME	 	TOUT ARTICLE DE MENAGE EN COTON ET EN MICROFIBRE (<i>HORS MOP</i>)
FILET FERME		DISQUE DE MENAGE
FILET FERME		CEINTURE DE CONTENTION SANGLES
FILET FERME		CULOTTE-SLIP (=culotte filet)